

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/zestaw-do-wybielania-zebow-opti-smile-9-zabiegow-p-14463.html>



Zestaw do wybielania zębów Opti Smile 9 zabiegów

Cena	99,99 zł
Numer katalogowy	OPTISMILE 9
Kod producenta	OPTISMILE 9
Kod EAN	8711568033943
Model	Optismile
Marka	bez marki
Przeznaczenie	szczoteczka elektryczna
Kod producenta	OPTISMILE 9
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
EAN (GTIN)	8711568033943

Opis produktu

Marzysz o Hollywoodzkim uśmiechu, ale nie jesteś pewien, jak się do tego zabrać? Masz złe doświadczenia z pastami, które ścierały Ci szkliwo zamiast wybielać?

Wypróbuj

Zestaw do wybielania zębów OptiSmile !

Ten kompletny zestaw do wybielania zębów pozwoli Ci uzyskać efekt już po tygodniu codziennego stosowania!

UWAGA : jedna strzykawką może być użyta do trzech zabiegów

ZESTAW ZAWIERA :

- lampkę **LED**
- **żel** wybielający : **3 x 3 ml**
- **nakładkę**
- **etui** do przechowywania
- przewodnik po odcieniach bieli

-
- instrukcję użycia
 - baterie : **2 x CR2032**

Do tej pory zabieg **wybielania zębów przy użyciu światła LED** był możliwy wyłącznie w gabinetach dentystycznych.

Teraz możesz wykonać taki zabieg w zaciszu domowym !

Instrukcja użycia :

1. Umyj dokładnie zęby i wypłucz usta;
2. Weź urządzenie OPTISMILE , i zainstaluj na nim nakładkę na zęby. Nałóż żel wybielający na zębach. Umieść go tyle, żeby pokrył Twoje zęby, ale nie dziąsła;
3. Umieść nakładkę na zębach i uruchom lampę. Jeśli żel ma kontakt z dziąsłami, zetrzyj go w tych miejscach.
4. Trzymaj nakładkę w ustach przez czas trwania sesji (15 minut). W tym czasie możesz robić wszystko co lubisz: czytać, pracować, oglądać tv;
5. Odłącz nakładkę od urządzenia, oraz wypłucz dokładnie usta;
6. Na sam koniec wymyj dokładnie nakładkę, by było gotowa do użycia następnego dnia.

W sprzedaży posiadamy również inne akcesoria do wybielania zębów , np. specjalne pisaki , poniżej zdjęcia poglądowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.







