

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 17:31

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/termometr-babysoft-wodoodporny-elastyczny-835-p-10276.html>



TERMOMETR BABYSOFT WODOODPORNY ELASTYCZNY 835

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	64909251
Kod producenta	EMIL
Producent	1

Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupów!

Termometr Baby Soft

wyrób medyczny

wodoodporny

produkt w języku polskim

Działanie

Termometr Baby Soft

jakość,

precyzja,

niezawodność,

komfort użytkowania,

odpowiada międzynarodowym standardom,

spełnia normy wymagane dla wyrobów medycznych,

niezwykle przyjemny w dotyku,

z elastyczną końcówką o optymalnym przekroju utrzymujące stałą temperaturę.

Wskazania

Wyrób medyczny Termometr Baby Soft przeznaczony jest do pomiaru temperatury ciała pod pachą, w ustach lub w odbycie.

Termometr posiada elastyczną końcówkę

Warunki działania - temperatura 10°C - 40°C, wilgotność 30% - 85% RH

Jedna bateria wystarcza na około 2500 pomiarów

Wskazania

Termometr Controly Babysoft to nowoczesne narzędzie stworzone z myślą o najmłodszych członkach rodziny, które zapewnia komfortowy pomiar temperatury i szybką diagnostykę. Pokrywa baterii w kształcie misia, atrakcyjna kolorystyka i miękka, elastyczna końcówka FLEXI umożliwia wygodne stosowanie i jest w pełni przyjazna dla dzieci.

Urządzenie gwarantuje szybkie działanie i pomiar na trzy sposoby – doustnie, doodbytniczo oraz pod pachą. Każde zakończenie badania sygnalizowane jest dźwiękiem o natężeniu zależnym od ostatecznego wyniku. W przypadku stwierdzenia prawidłowej temperatury jest to 10 krótkich dźwięków w ciągu 10 sekund. Gdy urządzenie stwierdzi gorączkę, usłyszymy 30 sygnałów w ciągu 10 sekund. Wynik zostanie także wyświetlony na wygodnym panelu LCD umieszczonym w korpusie aparatu.

Termometr Controly Babysoft jest w pełni bezpieczny i nie zawiera szkodliwych substancji. Wodoodporność gwarantuje dużą wytrzymałość, a praktyczne etui chroni urządzenie przed uszkodzeniami i szkodliwym działaniem kurzu. Jakości urządzenia towarzyszy także wysoka wydajność. Jedna bateria, którą można z łatwością wymienić, to nawet 2500 badań.

Po każdorazowym dokonaniu pomiaru konieczna jest dokładna dezynfekcja urządzenia. Tą najlepiej wykonać za pomocą miękkiej ściereczki nasączonej roztworem alkoholu izopropylowego lub zimną wodą z mydłem. Nie należy natomiast sterylizować urządzenia wrzątkiem, gazem lub za pomocą autoklaw parowych, które mogą uszkodzić aparat.

Działanie

Wybierając termometr Controly Babysoft, otrzymujesz komfort użytkowania i niezawodną jakość, która obejmuje:

zakres pomiaru – 32°C – 42,9°C

dokładność wyświetlania – 0,1°C

automatyczne wyłączenie po 10 minutach bezczynności

baterię AG3 lub LR41 atrakcyjny design